



środek do czyszczenia ekspresów do kawy i systemów mlecznych

Ekologiczny środek czyszczący do ekspresów do kawy, mleka, śmietanki i lodu; nadaje się również do ręcznych dyszy parowych, dzbanków do mleka i dozowników. Skutecznie rozpuszcza oleje kawowe, białka mleka i pozostałości.



lepsza

Zoptymalizowany do szybkiego i precyzyjnego czyszczenia, oszczędzający czas i wysiłek.



bezpieczniejsze

Niejsza ekologiczna formuła przeznaczona do użytku profesjonalnego. Podczas stosowania należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI), okulary ochronne lub osłonę twarzy. Należy obchodzić się z produktem ostrożnie i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS).



bardziej ekologiczne

Formuła na bazie roślinnej i butelka pochodzenia biologicznego zapewniają ujemny bilans emisji dwutlenku węgla.



szybsze

Działanie – ulepszony środek czyszczący zapewniający doskonałe rezultaty.



środek czyszczący

Działa na oleje kawowe i białka mleka, zapewniając higieniczny efekt bez -pozostałości.



środek do czyszczenia ekspresów do kawy i systemów mlecznych

Instrukcja użytkowania

Przygotuj roztwór czyszczący zgodnie z instrukcją dozowania. Najpierw usuń grubsze pozostałości. Przygotuj roztwór czyszczący z zimnej lub letniej wody zgodnie z instrukcją dozowania. W przypadku maszyn umieść wąż ssący w roztworze i uruchom program czyszczący, a następnie spłucz czystą wodą. W przypadku czyszczenia ręcznego namocz części na 15–30 minut i dokładnie spłucz czystą wodą.

Transport, przeładunek i przechowywanie

Klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP i GHS. Ciecz żrąca. Należy obchodzić się z nim ostrożnie i unikać kontaktu z materiałami niezgodnymi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i-hygienic w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Chronić przed ekstremalnymi temperaturami. Podczas transportu pojemniki należy przechowywać w pozycji pionowej. Szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obchodzenia się z produktem znajdują się w karcie charakterystyki (SDS).

Dawkowanie

Protokół dawkowania	FlexDose
Opakowanie	Butelka dozująca
Standardowe minimalne dozowanie	20 ml na 1 litr

Specyfikacje

Protokół dawkowania	FlexDose
Opakowanie (CU)	Butelka dozująca
Zawartość CU (litr)	1
Kod artykułu CU	I27.DB.1000
Kod kreskowy CU	8719956069185
Pole kodu artykułu (BU)	K.6.I27.DB.1000
Kod kreskowy BU	8719956069260
Treść BU	6
BU na warstwę	14
Warstwy palet	6
BU na palecie	84
CU na palecie	504

Karta charakterystyki

[Pobierz SDS](#)