



nettoyant surfaces probiotique

Nettoyant de surface probiotique écologique offrant une efficacité durable et autonome. Particulièrement adapté aux zones difficiles d'accès, telles que les (micro)pores, les coins et les interstices. Une utilisation régulière élimine les dépôts (grisâtres), prévient l'accumulation de saleté et élimine les odeurs désagréables. Convient à toutes les surfaces lavables.



meilleur

Le dosage automatique par distributeur et le dosage manuel portable permettent d'éviter les surdosages, de réduire le gaspillage et de diminuer les coûts globaux de nettoyage.



plus sécurisé

Produit non classé et pouvant être utilisé sans équipement de protection. Lorsque les consignes de sécurité propres à un secteur ou à un site recommandent l'utilisation d'un équipement de protection, i-hygienic conseille de respecter ces recommandations.



plus verte

Une formule à base de plantes et un emballage d'origine biologique permettent d'obtenir un bilan carbone négatif.



plus rapide

Nettoyant quotidien probiotique à action **accélérée** et performance améliorée, pour un nettoyage rapide et en profondeur des surfaces.



plus propre

La solution de nettoyage quotidien optimale, dotée d'une action nettoyante en profondeur à base de probiotiques, pour les intérieurs et les surfaces.

nettoyant surfaces probiotique

Mode d'emploi

Préparez la solution nettoyante en suivant les instructions de dosage, à l'aide d'un seau ou d'un vaporisateur. Méthode au seau : la solution nettoyante préparée peut être appliquée directement sur la surface. Laissez agir pendant 1 à 5 minutes si nécessaire. Pour les salissures tenaces, appliquez généreusement et frottez avec une éponge ou une brosse. Essuyez avec un chiffon propre et humide, puis laissez la surface sécher à l'air libre. En cas de salissures importantes, le dosage recommandé peut être doublé. Méthode au vaporisateur : appliquez la solution nettoyante préparée sur un chiffon humide et utilisez-le pour nettoyer la surface. Essuyez avec un chiffon propre et humide, puis laissez sécher à l'air libre.

Transport, manutention et stockage

Produit non classé. Aucune restriction concernant la manipulation, le transport ou le stockage. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'informations.

Posologie

Protocole de dosage	AutoDose Ultra	FlexDose Ultra
Emballage	Pochette	Flacon doseur
Dosage minimal standard	5 ml pour 5 litres	5 ml pour 5 litres

Caractéristiques techniques

Protocole de dosage	AutoDose Ultra	FlexDose Ultra
Emballage (CU)	Pochette	Flacon doseur
Contenu CU (l)	1.8	2
Code article CU	I51.PO.1800	I51.DB.2000
Code-barres CU	8721284400578	8721284400219
Case du code article (BU)	K.4.I51.PO.1800	K.6.I51.DB.2000
Division Codes-barres	8721284400677	8721284400295
Unité opérationnelle Contenu	4	6
BU par couche	12	6
Empileurs de palettes	5	5
Colis sur palette	60	30
Unité de conditionnement sur palette	240	180

Fiche de données de sécurité

[Télécharger la FDS](#)

[Télécharger la FDS](#)