



vloerreiniger forte

Extra krachtige geconcentreerde ecologische vloerreiniger voor een grondige en diepe reiniging van alle waterbestendige harde vloeroppervlakken. Levert zeer sterke reinigingsprestaties en verwijdert moeiteloos zware en oude verontreinigingen van sterk vervuilde vloeroppervlakken.

beter

Krachtige diepe reiniging vermindert handmatig schrobben en herstelt sterk vervuilde vloeren op efficiënte wijze.

veiliger

Niet-geclassificeerd en veilig te gebruiken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Wanneer veiligheidsrichtlijnen voor de industrie of specifieke locaties het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) aanbevelen, adviseert i-hygienic om deze aanbevelingen op te volgen.

groener

De plantaardige formule en de biobased 5L-verpakking kunnen samen resulteren in een netto negatieve CO₂-impact.

sneller

Extra krachtige formule zorgt voor een snelle en efficiënte verwijdering van vettig en hardnekkig vuil van harde vloeren.

schoner

Verwijdert effectief hardnekkig vuil en aanslag, waardoor harde vloeren vlekkeloos en fris achterblijven.

vloerreiniger forte

Gebruiksaanwijzing

Verwijder stof en los vuil van de vloer. Maak de gewenste hoeveelheid reinigungsoplossing aan in een dweilemmen of in de tank van een vloerreinigingsmachine. Reinig de vloer en dweil, veeg of zuig de reinigungsoplossing vervolgens op, of gebruik een vloerwisser om deze naar een afvoer te verplaatsen. Laat de vochtige vloer aan de lucht drogen. Spoelen is niet nodig, tenzij er strepen verschijnen; spoel in dat geval met schoon water. Bij zware vervuiling kan de dosering worden verdubbeld. Na gebruik van dit reinigungsproduct in de i-mop moet u de watertank leegmaken, opnieuw vullen met vers water en de filters reinigen.

Transport, behandeling en opslag

Niet-geclassificeerd product. Geen speciale vereisten of beperkingen voor hantering, transport of opslag. Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie.

Dosering

Doseringsprotocol	FlexDose
Verpakking	Doseerflacon / Can
Standaard minimale dosering	20 ml op 5 liter

Specificaties

Doseringsprotocol	FlexDose	FlexDose
Verpakking (CU)	Doseerflacon	Can
Inhoud CU (litr)	1	5
Artikelcode CU	I73.DB.1000	I73.CA.5000
Barcode CU	8721284400417	8719956069697
Artikelcode vak (BU)	K.6.I73.DB.1000	K.2.I73.CA.5000
Barcode BU	8721284400516	8719956069994
Inhoud BU	6	2
BU per laag	15	16
Palletlagen	8	5
BU op pallet	120	80
CU op pallet	720	160

Veiligheidsinformatieblad

[Download SDS](#)