




limpiador de suelos probiótico

Limpiador ecológico probiótico para suelos con efectos autosostenibles de larga duración. Especialmente indicado para zonas de difícil acceso, como (micro)poros, esquinas y grietas. Su uso regular elimina los depósitos (grises), previene la acumulación de suciedad y elimina los olores desagradables.

mejor

Las opciones de dosificación, la dosificación automática del dispensador y la dosificación manual portátil ayudan a evitar la sobredosificación, reducir el desperdicio y disminuir los costos generales de limpieza.

más seguro

No clasificado y seguro de usar sin equipo de protección. Cuando las directrices de seguridad específicas de la industria o del lugar recomienden el uso de equipo de protección, i-hygienic aconseja seguir dichas recomendaciones.

más verde

La fórmula a base de plantas y el envase de origen biológico dan como resultado un impacto neto negativo en las emisiones de carbono.

más rápido

Performance: limpiador diario probiótico con rendimiento mejorado para un mantenimiento rápido y eficaz de los suelos.

limpiador

La solución óptima para la limpieza diaria con un profundo efecto probiótico para todos los suelos duros y resistentes al agua.

i.71 limpiador de suelos probiótico

Instrucciones de uso

Elimine el polvo y la suciedad suelta del suelo. Prepare la solución limpiadora según las instrucciones de dosificación en un cubo de fregar o en el depósito de una máquina limpiadora de suelos. Limpie el suelo como de costumbre. Friegue, limpie o aspire la solución, o utilice una escobilla de goma para empujarla hacia el desagüe. Deje que el suelo húmedo se seque al aire; no es necesario aclararlo. Para la limpieza periódica o la suciedad difícil, aplique la solución limpiadora al suelo y déjela actuar durante unos 5 minutos. En caso de suciedad difícil, se puede duplicar la dosis. Después de utilizar este producto de limpieza en la i-mop, vacíe el depósito de agua, rellénelo con agua limpia y limpie los filtros.

Transporte, manipulación y almacenamiento

Producto no clasificado. Sin restricciones en cuanto a manipulación, transporte o almacenamiento. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener información detallada.

Dosis

Protocolo de dosificación	AutoDose Ultra	FlexDose Ultra
Embalaje	Bolsa flexible	Botella dosificadora
Dosis mínima estándar*	5 ml en 5 litros	5 ml en 5 litros

Especificaciones

Protocolo de dosificación	AutoDose Ultra	FlexDose Ultra
Embalaje (CU)	Bolsa flexible	Botella dosificadora
Contenido CU (litr)	1.8	2
Código del artículo CU	I71.PO.1800	I71.DB.2000
Código de barras CU	8721284400639	8721284400271
Caja del código del artículo (BU)	K.4.I71.PO.1800	K.6.I71.DB.2000
Código de barras BU	8721284400738	8721284400356
Contenido BU	4	6
BU por capa	12	6
Capas de palés	5	5
BU en palé	60	30
CU en palé	240	180
Ficha de datos de seguridad	Descargar FDS	Descargar FDS