



vaatwasmiddel probiotisch

Zeer geconcentreerd probiotisch afwasmiddel voor de vaatwasser. Geschikt voor alle waterhardheden bij matige vervuiling. Probiotica ondersteunen de reiniging van de binnenzijde van de vaatwasmachine en helpen de machine schoon te houden.

beter

Automatische dosering voorkomt productverspilling en overdosering, wat zorgt voor kostenefficiëntie.

veiliger

Niet-geclassificeerd en veilig te gebruiken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Wanneer veiligheidsrichtlijnen voor de industrie of specifieke locaties het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) aanbevelen, adviseert i-hygienic om deze aanbevelingen op te volgen

groener

Plant aardige formule en een lichtere verpakking met meer karton dan plastic, waardoor deze gemakkelijker te recycleren is en een lagere milieu-impact heeft.

sneller

Automatische dosering zorgt voor een snelle, consistente afgifte en efficiënte reinigingsresultaten.

schoner

Geoptimaliseerd voor verschillende waterhardheden en een gemiddelde vervuilingsgraad voor een vlekkeloos schoon resultaat.



Gebruiksaanwijzing

Dit product is uitsluitend geschikt voor dosering via een automatisch doseersysteem. Voor een optimale werking wordt dosering via het automatische doseersysteem iQ-Link aanbevolen.

Transport, behandeling en opslag

Niet-geclassificeerd product. Geen beperkingen voor hantering, transport of opslag. Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie.

Specificaties

Doseringsprotocol	AutoDose Ultra	AutoDose Ultra	AutoDose Ultra
Verpakking (CU)	Safebox	Can	Varibox
Inhoud CU (litr)	10	10	200
Artikelcode CU	IQ1.BB.10000	IQ1.CA.10000	IQ1.VB.200000
Barcode CU	8719956069321	8721284400127	8721284401483
Artikelcode vak (BU)	K.1.IQ1.BB.10000	K1. IQ1. CA.10000	K1.IQ1.VB.200000
Barcode BU	8719956069321	8721284400127	8721284401483
Inhoud BU	1	1	1
BU per laag	15	20	
Palletlagen	4	3	
BU op pallet	60	60	
CU op pallet	60	60	

Veiligheidsinformatieblad

[Download SDS](#)