



probiotyczny środek do czyszczenia powierzchni

Ekologiczny probiotyczny środek do czyszczenia powierzchni o długotrwałym działaniu. Szczególnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc, takich jak (mikro)pory, narożniki i szczeliny. Regularne stosowanie usuwa (szare) osady, zapobiega gromadzeniu się brudu i eliminuje nieprzyjemne zapachy. Nadaje się do wszystkich powierzchni zmywalnych.



lepsza

Opcje dozowania, automatyczne dozowanie za pomocą dozownika oraz ręczne dozowanie przenośne pomagają zapobiegać przedawkowaniu, zmniejszać ilość odpadów i obniżać ogólne koszty czyszczenia.



bezpieczniejsze

Nieklasyfikowany i bezpieczny w użyciu bez sprzętu ochronnego. Jeśli wytyczne bezpieczeństwa dotyczące konkretnej branży lub miejsca pracy zalecają stosowanie sprzętu ochronnego, firma i-hygienic zaleca przestrzeganie tych zaleceń.



bardziej ekologiczne

Formuła na bazie roślinnej i opakowania pochodzenia biologicznego zapewniają ujemny bilans emisji dwutlenku węgla.



szybciej

O zwiększonej wydajności probiotyczny środek do codziennego czyszczenia, zapewniający szybkie i dokładne czyszczenie powierzchni.



środek czyszczący

Optymalny środek do codziennego czyszczenia, zapewniający głębokie czyszczenie probiotyczne powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.



probiotyczny środek do czyszczenia powierzchni

Instrukcja użytkowania

Przygotuj roztwór czyszczący zgodnie z instrukcją dozowania, używając wiadra lub butelki z rozpylaczem. Metoda z wiadrem: Przygotowany roztwór czyszczący można nanieść bezpośrednio na powierzchnię. W razie potrzeby pozostaw na 1–5 minut. W przypadku uporczywych zabrudzeń nałóż obficie i rozpuść gąbką lub szczotką. Wytrzyj czystą, wilgotną szmatką i pozostaw powierzchnię do wyschnięcia. W przypadku silnych zabrudzeń można podwoić zalecaną dawkę. Metoda z użyciem butelki z rozpylaczem: Nałóż przygotowany roztwór czyszczący na wilgotną szmatkę i użyj jej do wyczyszczenia powierzchni. Wytrzyj czystą, wilgotną szmatką i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

Transport, przeładunek i przechowywanie

Produkt nieklasyfikowany. Brak ograniczeń dotyczących obchodzenia się, transportu lub przechowywania. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki (SDS).

Dawkowanie

Protokół dawkowania	AutoDose Ultra	FlexDose Ultra
Opakowanie	Saszetka	Butelka dozująca
Standardowe minimalne dozowanie	5 ml na 5 litrów	5 ml na 5 litrów

Specyfikacje

Protokół dawkowania	AutoDose Ultra	FlexDose Ultra
Opakowanie (CU)	Saszetka	Butelka dozująca
Zawartość CU (litr)	1.8	2
Kod artykułu CU	I51.PO.1800	I51.DB.2000
Kod kreskowy CU	8721284400578	8721284400219
Pole kodu artykułu (BU)	K.4.I51.PO.1800	K.6.I51.DB.2000
Kod kreskowy BU	8721284400677	8721284400295
Treść BU	4	6
BU na warstwę	12	6
Warstwy palet	5	5
BU na palecie	60	30
CU na palecie	240	180

Karta charakterystyki

[Pobierz SDS](#)[Pobierz SDS](#)

Kochaj naturę, dbaj o czystość i ekologię. Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić prezentację, skontaktuj się z nami pod adresem support@i-hygienic.com.