



nettoyant moquettes injection-extraction

Nettoyant écologique neutralisant- les odeurs, destiné au nettoyage par -pulvérisation-extraction des tapis et revêtements de sol. Ne laisse aucun résidu et n'entraîne pas de ré-encrassement. Sans danger pour tous les tapis et revêtements de sol grand teint. Convient pour une utilisation avec ORBOT.



meilleur

Un produit optimisé pour un nettoyage rapide et ciblé, permettant de gagner du temps et d'économiser des efforts.



plus sécurisé

Produit non classé et pouvant être utilisé sans équipement de protection. Lorsque les consignes de sécurité propres à un secteur ou à un site recommandent l'utilisation d'un équipement de protection, i-hygienic conseille de respecter ces recommandations.



plus verte

Une formule à base de plantes et un bidon de 5 litres d'origine biologique peuvent avoir un impact carbone net négatif.



plus rapide

Optimisé pour l'extraction par pulvérisation afin d'assurer un nettoyage efficace en un seul passage.



plus propre

sa formule neutralisant les odeurs nettoie de manière hygiénique et sèche en laissant peu de résidus, pour des résultats plus rapides.

nettoyant moquettes injection-extraction

Mode d'emploi

Préparez la solution nettoyante dans un pulvérisateur à basse pression en respectant les instructions de dosage. Vaporisez légèrement la surface avec la solution prête à l'emploi. Traitez au préalable les taches tenaces avec le spray détachant polyvalent i.62 pour moquettes. Aspirez et rincez à l'eau claire à l'aide d'une machine à extraction-pulvérisation ou d'un aspirateur à eau.

Transport, manutention et stockage

Produit non classé. Aucune restriction concernant la manipulation, le transport ou le stockage. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'informations.

Posologie

Protocole de dosage	FlexDose
Emballage	Bidon
Dosage minimal standard	50 à 150 ml pour 5 litres*

* La dose minimale recommandée s'applique à ORBOT et aux équipements de nettoyage de haute qualité similaires ; les méthodes traditionnelles peuvent nécessiter une dose plus élevée.

Caractéristiques techniques

Protocole de dosage	FlexDose
Emballage (CU)	Bidon
Contenu CU (l)	5
Code article CU	I64.CA.5000
Code-barres CU	8719956069734
Case du code article (BU)	K.4.I64.CA.5000
Division Codes-barres	8721284400035
Unité opérationnelle Contenu	4
BU par couche	16
Empileurs de palettes	5
Colis sur palette	80
Unité de conditionnement sur palette	160

Fiche de données de sécurité

[Télécharger la FDS](#)