



sanitairreiniger probiotisch

Ecologische probiotische badkamerreiniger met langdurige, zelfonderhoudende werking. Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals (micro)poriën, hoeken en kieren. Regelmatig gebruik verwijdert (grijze) aanslag, voorkomt vuilophoping en bestrijdt onaangename geurtjes.

beter

De doseeropties van smart (automatische dosering via dispenser, draagbare handmatige doseringen gebruiksklaar) helpen overdosering te voorkomen, verspilling tegen te gaan en de totale schoonmaakkosten te verlagen.

veiliger

Niet geclassificeerd en veilig te gebruiken zonder beschermende uitrusting. Wanneer veiligheidsrichtlijnen voor de industrie of specifieke locaties het gebruik van beschermende uitrusting aanbevelen, adviseert i-hygienic om deze aanbevelingen op te volgen.

groener

De plantaardige formule en de biologische verpakking zorgen voor een netto koolstofnegatieve impact.

sneller

Performance-verbeterde probiotische dagelijkse reiniger voor snelle en efficiënte reiniging van sanitaire ruimtes.

schoner

De optimale dagelijkse reinigungsoplossing met probiotische dieptereinigende werking voor toiletten en sanitaire ruimtes.

i.31 sanitairreiniger probiotisch

Gebruiksaanwijzing

Bereid de reinigungsoplossing volgens de doseringsinstructies, met behulp van een emmer of een spuitfles. Emmermethode: De bereide reinigungsoplossing kan rechtstreeks op het oppervlak worden aangebracht. Laat het indien nodig 1-5 minuten inwerken. Voor hardnekkig vuil, royaal aanbrengen en losmaken met een spons of borstel. Afvegen met een schone, vochtige doek en het oppervlak aan de lucht laten drogen. Bij zware vervuiling kan de aanbevolen dosering worden verdubbeld. Spuitmethode: Breng de bereide reinigungsoplossing aan op een vochtige doek en gebruik deze om het oppervlak te reinigen. Veeg af met een schone, vochtige doek en laat aan de lucht drogen. Voor vloeren: dweil, veeg of schrob met de reinigungsoplossing. Afspoelen is niet nodig. Laat de vloer aan de lucht drogen.

Transport, behandeling en opslag

Niet-geclassificeerd product. Geen beperkingen voor hantering, transport of opslag. Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie.

Dosering

Doseringsprotocol	AutoDose Ultra	FlexDose Ultra	FlexDose	EasyDose
Verpakking	Pouch	Doseerflacon	Doseerflacon	Sprayflacon
Standaard minimale dosering	5 ml op 5 liter	5 ml op 5 liter	10 ml op 5 liter	Gebruiksklaar*

*Het product is Gebruiksklaar; verdunning vermindert de reinigende werking.

Specificaties

Doseringsprotocol	AutoDose Ultra	FlexDose Ultra	FlexDose	EasyDose
Verpakking (CU)	Pouch	Doseerflacon	Doseerflacon	Sprayflacon
Inhoud CU (litr)	1.8	2	1	0.75
Artikelcode CU	I31.PO.1800	I31.DB.2000	I31.DB.1000	I31.SB.750
Barcode CU	8721284400653	8721284400240	8721284400424	8721284401025
Artikelcode vak (BU)	K.4.I31.PO.1800	K.6.I31.DB.1000	K.6.I31.DB.1000	K.6.I31.SB.750
Barcode BU	8721284400752	8721284400325	8721284400523	8721284401285
Inhoud BU	4	6	6	6
BU per laag	12	6	14	15
Palletlagen	5	5	6	5
BU op pallet	60	30	84	75
CU op pallet	240	180	504	450

Veiligheidsinformatieblad

[Download SDS](#)
[Download SDS](#)
[Download SDS](#)
[Download SDS](#)