



limpiador de terrazas

Limpiador ecológico para la eliminación de depósitos exteriores y contaminación atmosférica. Seguro para su uso en todas las superficies resistentes al agua, como piedra (natural), hormigón, plástico, metal, caucho, selladores, cerámica, juntas y vidrio.



mejor

optimizado para una limpieza rápida y específica, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.



más seguro

No clasificado y seguro de usar sin equipo de protección. Cuando las directrices de seguridad específicas de la industria o del lugar recomienden el uso de equipo de protección, i-hygienic aconseja seguir dichas recomendaciones.



más verde

Fórmula a base de plantas en botella de origen biológico y lata de 5 litros, lo que da como resultado un impacto neto negativo en el carbono.



más rápido

elimina eficazmente los depósitos exteriores y la contaminación atmosférica para obtener resultados de limpieza rápidos.



limpiador

Devuelve a las superficies exteriores un aspecto limpio y fresco.

iG.84 limpiador de terrazas

Instrucciones de uso

Versión lista para usar: aplicar directamente. Versión concentrada: preparar la solución de limpieza según las instrucciones de dosificación. Para uso en exteriores, asegúrese de que la superficie esté seca antes de la aplicación. Aplique el producto sobre la superficie a tratar y trabájelo con un cepillo o estropajo. Opcionalmente, enjuague con agua limpia. Para obtener resultados duraderos, las superficies de piedra, hormigón y cerámica pueden impregnarse con iG.88 Easydose después del tratamiento.

Transporte, manipulación y almacenamiento

Producto no clasificado. Sin restricciones en cuanto a manipulación, transporte o almacenamiento. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener información detallada.

Dosis

Protocolo de dosificación	EasyDose	EasyDose	FlexDose
Embalaje	Bidón	Botella pulverizadora	Bidón
Dosis mínima estándar	Listo para usar*	Listo para usar*	50-150 ml en 5 litros

*El producto está listo para usar; diluirlo reducirá su eficacia de limpieza.

Especificaciones

Protocolo de dosificación	EasyDose	EasyDose	FlexDose
Embalaje (CU)	Bidón	Botella pulverizadora	Bidón
Contenido CU (litr)	5	0.75	5
Código del artículo CU	IG84E.CA.5000	IG84.SB.750	IG84F.CA.5000
Código de barras CU	8719956069529	8721284401018	8719956069536
Caja del código del artículo (BU)	K.2.IG84E.CA.5000	K.6.IG84.SB.750	K.2.IG84F.CA.5000
Código de barras BU	8719956069826	8721284401278	8719956069833
Contenido BU	2	6	2
BU por capa	16	15	16
Capas de palés	5	5	5
BU en palé	80	75	80
CU en palé	160	450	160

Ficha de datos de seguridad

Descargar FDS