



limpiador de moquetas inyección-extracción

Limpiador ecológico -neutralizador de olores para la limpieza por -extracción con pulverizador de alfombras y revestimientos de suelos. No deja residuos y no provoca un nuevo ensuciamiento. Seguro para todas las alfombras y revestimientos de suelos que no destiñen. Adecuado para su uso en combinación con ORBOT.



mejor

Producto para una limpieza rápida y específica, que ahorra tiempo y esfuerzo.



más seguro

No clasificado y seguro de usar sin equipo de protección. Cuando las directrices de seguridad específicas de la industria o del lugar recomienden el uso de equipo de protección, i-hygienic aconseja seguir dichas recomendaciones.



más verde

La fórmula a base de plantas y el envase de 5 litros de origen biológico pueden tener un impacto neto negativo en las emisiones de carbono.



más rápido

Optimizado para la extracción por pulverización, lo que permite una limpieza eficaz en una sola pasada.



limpiador

Su fórmula neutralizadora de olores limpia de forma higiénica y seca dejando pocos residuos, lo que permite obtener resultados más rápidos.



limpiador de moquetas inyección-extracción

Instrucciones de uso

Prepare la solución limpiadora en un pulverizador de baja presión siguiendo las instrucciones de dosificación. Rocíe ligeramente la superficie con la solución lista para usar. Trate previamente las manchas difíciles con el spray multiusos para alfombras i.62. Extraiga y enjuague con agua limpia utilizando una máquina de extracción por pulverización o una aspiradora para líquidos.

Transporte, manipulación y almacenamiento

Producto no clasificado. Sin restricciones en cuanto a manipulación, transporte o almacenamiento. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener información detallada.

Dosis

Protocolo de dosificación	FlexDose
Embalaje	Bidón
Dosis mínima estándar	50-150 ml en 5 litros*

* La dosis mínima recomendada se aplica a ORBOT y a equipos de limpieza similares de alta calidad; los métodos tradicionales pueden requerir una dosis mayor.

Especificaciones

Protocolo de dosificación	FlexDose
Embalaje (CU)	Bidón
Contenido CU (litr)	5
Código del artículo CU	I64.CA.5000
Código de barras CU	8719956069734
Caja del código del artículo (BU)	K.4.I64.CA.5000
Código de barras BU	8721284400035
Contenido BU	4
BU por capa	16
Capas de palés	5
BU en palé	80
CU en palé	160

Ficha de datos de seguridad

Descargar FDS