



detergente para microfibra higiénico

Detergente ecológico adecuado para la limpieza y el mantenimiento de la higiene en todos los materiales de microfibra tejidos y no tejidos, como paños para cristales, fregonas, plumeros, trapos para el suelo, manoplas de lavado, etc. El producto se puede utilizar como detergente para lavadora o como solución de remojo. No daña ni degrada las fibras.



mejor

Una dosificación más flexible y adaptada al nivel del suelo evita el uso excesivo y reduce los costes de lavado.



más seguro

No clasificado y seguro de usar sin equipo de protección. Cuando las directrices de seguridad específicas de la industria o del lugar recomienden el uso de equipo de protección, i-hygienic aconseja seguir dichas recomendaciones.



más verde

Fórmula a base de plantas en botella y lata de 5 litros de origen biológico, lo que da como resultado un impacto neto negativo en el carbono.



más rápido

Solución de lavado más rápida y con rendimiento mejorado para obtener excelentes resultados.



limpiador

Producto optimizado para lavadoras semiprofesionales.



detergente para microfibra higiénico

Instrucciones de uso

Lavado a máquina: Siga la temperatura máxima recomendada en la etiqueta de cuidado. No utilice suavizante ni lejía.

Remojo manual: Prepare la cantidad necesaria de solución limpiadora en un cubo o recipiente de lavado y remoje los materiales sucios y escurridos. Después del remojo, enjuague bien los materiales con agua limpia. Una vez enjuagados, los materiales limpios se pueden utilizar inmediatamente para la siguiente tarea.

Transporte, manipulación y almacenamiento

Producto no clasificado. Sin restricciones en cuanto a manipulación, transporte o almacenamiento. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener información detallada.

Dosis

	Lavado manual diario	Lavado manual antibacteriano	Lavado a máquina
Dosis mínima estándar	20 ml en 1 litro	50 ml en 1 litro	20 ml / 40 ml a plena carga
Tiempo mínimo de remojo	15 min	16-24 horas*	-

*Un tiempo de contacto más prolongado en casos de suciedad intensa no tiene ningún efecto negativo sobre los materiales.

Especificaciones

Protocolo de dosificación	FlexDose	FlexDose	FlexDose
Embalaje (CU)	Bidón	Bidón	Botella dosificadora
Contenido CU (ltr)	5	20	1
Código del artículo CU	IT28.CA.5000	IT28.CA.20000	IT28.DB.1000
Código de barras CU	8719956069604	8721284400158	8721284400455
Caja del código del artículo (BU)	K.2.IT28.CA.5000	K.1.IT28.CA.20000	K.6.IT28.DB.1000
Código de barras BU	8719956069901	8721284400158	8721284400554
Contenido BU	2	2	6
BU por capa	16	16	14
Capas de palés	5	5	6
BU en palé	80	80	84
CU en palé	160	160	504

Ficha de datos de seguridad

Descargar FDS

Ama la naturaleza, limpia y verde. Para obtener más información o una demostración, contáctenos en support@i-hygienic.com.