



limpiador de suelos fuerte

Limpiador ecológico concentrado extra potente para la limpieza profunda y a fondo de todas las superficies duras resistentes al agua. Ofrece un gran poder de limpieza y elimina sin esfuerzo la suciedad incrustada y antigua de las superficies muy sucias.



mejor

La limpieza profunda y eficaz de reduce el fregado manual y restaura de manera eficiente los suelos muy sucios.



más seguro

No clasificado y seguro de usar sin equipo de protección. Cuando las directrices de seguridad específicas de la industria o del lugar recomienden el uso de equipo de protección, i-hygienic aconseja seguir dichas recomendaciones.



más verde

La fórmula a base de plantas y el envase de 5 litros de origen biológico pueden tener un impacto neto negativo en las emisiones de carbono.



más rápido

Su fórmula extra potente garantiza una eliminación rápida y eficaz de la suciedad grasienta y rebelde de los suelos duros.



limpiador

Elimina eficazmente la suciedad y los residuos acumulados, dejando los suelos duros impecables y frescos.

i.73 limpiador de suelos fuerte

Instrucciones de uso

Elimine el polvo y la suciedad suelta del suelo. Prepare la cantidad deseada de solución limpiadora en un cubo de fregona o en el depósito de una máquina limpiadora de suelos. Limpie el suelo y, a continuación, fregue, seque o aspire la solución, o utilice una escobilla de goma para empujarla hacia un desagüe. Deje que el suelo húmedo se seque de forma natural. No es necesario aclarar a menos que aparezcan rayas; en ese caso, aclare con agua limpia. En caso de suciedad muy incrustada, se puede duplicar la dosis. Después de utilizar este producto de limpieza en la i-mop, vacíe el depósito de agua, rellénelo con agua limpia y limpie los filtros.

Transporte, manipulación y almacenamiento

Producto no clasificado. No hay requisitos especiales ni restricciones para su manipulación, transporte o almacenamiento.

Dosis

Protocolo de dosificación	FlexDose
Embalaje	Botella dosificadora/ Bidón
Dosis mínima estándar	20 ml en 5 litros

Especificaciones

Protocolo de dosificación	FlexDose	FlexDose
Embalaje (CU)	Botella dosificadora	bidón
Contenido CU (litr)	1	5
Código del artículo CU	I73.DB.1000	I73.CA.5000
Código de barras CU	8721284400417	8719956069697
Caja del código del artículo (BU)	K.6.I73.DB.1000	K.2.I73.CA.5000
Código de barras BU	8721284400516	8719956069994
Contenido BU	6	2
BU por capa	15	16
Capas de palés	8	5
BU en palé	120	80
CU en palé	720	160

Ficha de datos de seguridad

Descargar FDS