



encapsulation tapijtreiniger

Ecologische tapijtreiniger met laag vochtgehalte voor gebruik met borstel of bonnet. Fris geperfumeerd met krachtige reiniging op vezelniveau. Bevat actieve geurneutraliserende middelen die geurmoleculen bij de bron binden en deactiveren. De inkapselingstechnologie sluit resterende verontreinigingen in, waardoor terugkeer van geuren na het drogen wordt voorkomen en een langdurig fris resultaat wordt gegarandeerd. Laat geen residu achter en voorkomt hernieuwde vervuiling. Veilig voor alle kleurechte tapijten. Geschikt voor gebruik in combinatie met ORBOT.



beter

Geoptimaliseerd product voor snelle en gerichte reiniging, waardoor tijd en moeite worden bespaard.



veiliger

Niet-geclassificeerd en veilig te gebruiken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Wanneer veiligheidsrichtlijnen voor de industrie of specifieke locaties het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) aanbevelen, adviseert i-hygienic om deze aanbevelingen op te volgen.



groener

De plantaardige formule en de biobased 5L-verpakking kunnen samen resulteren in een netto negatieve CO₂-impact.



sneller

Het proces met een laag vochtgehalte maakt een snelle toepassing en droging mogelijk, waardoor de stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt.



schoner

Dringt diep door in de vezels om vuil te verwijderen. De residuarme formule helpt hernieuwde vervuiling te voorkomen.



encapsulation tapijtreiniger

Gebruiksaanwijzing

Bereid de reinigungsoplossing in een lagedrukspuit volgens de doseringsinstructies. Besproei het oppervlak lichtjes met de gebruiksklare oplossing en gebruik vervolgens een borstel of bonnetmethode om het product te verdelen en in te werken. Laat het tapijt volledig aan de lucht drogen. Stofzuig het tapijt na het drogen grondig, bij voorkeur met een borstelstofzuiger. Voor hardnekkige vlekken kunt u deze voorbehandelen met i.62 tapijtvlekkenverwijderaar voor alle doeleinden.

Transport, behandeling en opslag

Niet-geclassificeerd product. Geen beperkingen voor hantering, transport of opslag. Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie.

Dosering

Doseringsprotocol	FlexDose
Verpakking	can
Standaard minimale dosering	25-100 ml op 5 liter*

* De aanbevolen minimale dosis geldt voor ORBOT en soortgelijke hoogwaardige reinigungsapparatuur; bij traditionele methoden kan een hogere dosis nodig zijn.

Specificaties

Doseringsprotocol	FlexDose
Verpakking (CU)	can
Inhoud CU (litr)	5
Artikelcode CU	I61.CA.5000
Barcode CU	8719956069727
Artikelcode vak (BU)	K.2.I61.CA.5000
Barcode BU	8721284400028
Inhoud BU	2
BU per laag	16
Palletlagen	5
BU op pallet	80
CU op pallet	160

Veiligheidsinformatieblad

[Download SDS](#)