



aditivo lavavajillas oxígeno activo

Aditivo para lavavajillas altamente concentrado con efecto blanqueador a base de oxígeno activo. Apto para todos los niveles de dureza del agua.

mejor

La dosificación automática mejora la eficiencia de costes al evitar el desperdicio de producto y la sobredosificación.

más seguro

No clasificado y seguro de usar sin equipo de protección. Cuando las directrices de seguridad específicas de la industria o del lugar recomienden el uso de equipo de protección, i-hygienic aconseja seguir dichas recomendaciones.

más verde

Fórmula a base de plantas y envase más ligero, con más cartón que plástico, más fácil de reciclar y con un menor impacto medioambiental.

más rápido

La dosificación automática más rápida garantiza una aplicación rápida y uniforme, así como unos resultados de limpieza eficaces.

limpiador

Optimizado para la dureza del agua y el nivel de suciedad adecuados, para obtener resultados impecables al lavar los platos.



aditivo lavavajillas oxígeno activo

Instrucciones de uso

Este producto es adecuado exclusivamente para su dosificación mediante un sistema de dosificación automático. Para obtener un rendimiento óptimo, dosifique este producto mediante el sistema de dosificación automático iQ-Link. También se puede utilizar en lavavajillas con bomba interna.

Transporte, manipulación y almacenamiento

Clasificado según las normativas CLP y GHS. Líquido corrosivo. Manipular con cuidado y evitar el contacto con materiales incompatibles. Almacenar únicamente en el envase original cerrado de i-hygienic, en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de ácidos fuertes, bases y metales. Proteger de temperaturas extremas y de la luz solar directa. Asegurarse de que los envases permanezcan en posición vertical durante el transporte. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener instrucciones detalladas sobre seguridad y manipulación.

Especificaciones

Protocolo de dosificación	AutoDose Ultra	AutoDose Ultra
Embalaje (CU)	Safebox	Varibox
Contenido CU (ltr)	10	200
Código del artículo CU	IQ10.BB.10000	IQ10.VB.200000
Código de barras CU	8719956069383	8721284401476
Caja del código del artículo (BU)	K.1.IQ10.BB.10000	K.1.IQ10.VB.200000
Código de barras BU	8719956069383	8721284401476
Contenido BU	1	1
BU por capa	15	
Capas de palés	4	
BU en palé	60	
CU en palé	60	
Ficha de datos de seguridad	Descargar FDS	