



koffie- en melkmachinereiniger

Ecologische reiniger voor koffie, melk, room en ijsmachines; ook geschikt voor handmatige stoompijpjes, melkkannen en dispensers. Lost koffieoliën, melkeiwitten en resten effectief op.



beter

Geoptimaliseerd product voor snelle en gerichte reiniging, waardoor tijd en moeite worden bespaard.



veiliger

Ecologische formule, ontworpen voor professioneel gebruik. Tijdens het aanbrengen moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), een veiligheidsbril of gelaatsbescherming worden gedragen. Voorzichtig hanteren en de veiligheidsinstructies in het veiligheidsinformatieblad (SDS) opvolgen.



groener

De plantaardige formule en verpakking op basis van hernieuwbare grondstoffen zorgen samen voor een netto negatieve CO₂-impact.



sneller

Prestatiegerichte reinigingsoplossing voor uitstekende resultaten.



schoner

Richt zich op koffieoliën en melkeiwitten voor een hygiënisch, residuvrij resultaat.

i.27 koffie- en melkmachinereiniger

Gebruiksaanwijzing

Bereid de reinigungsoplossing met koud tot lauw water volgens de doseringsinstructies. Verwijder vooraf zware resten. Plaats bij machines de zuigslang in de oplossing en laat het reinigungsprogramma draaien en spoel vervolgens na met schoon water. Bij handmatige reiniging laat u de onderdelen 15-30 minuten weken en spoelt u ze grondig af met schoon water.

Transport, behandeling en opslag

Geclassificeerd volgens CLP- en GHS-voorschriften. Bijtende vloeistof. Voorzichtig hanteren en contact met onverenigbare materialen vermijden. Alleen opslaan in de originele, gesloten verpakking van i-hygienic op een koele, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Beschermen tegen extreme temperaturen. Zorg ervoor dat de verpakkingen tijdens transport rechtop blijven staan. Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde veiligheids- en hanteringsinstructies.

Dosering

Doseringsprotocol	FlexDose
Verpakking	Doseerflacon
Standaard minimale dosering	20 ml op 1 liter

Specificaties

Doseringsprotocol	FlexDose
Verpakking (CU)	Doseerflacon
Inhoud CU (ltr)	1
Artikelcode CU	I27.DB.1000
Barcode CU	8719956069185
Artikelcode vak (BU)	K.6.I27.DB.1000
Barcode BU	8719956069260
Inhoud BU	6
BU per laag	14
Palletlagen	6
BU op pallet	84
CU op pallet	504

Veiligheidsinformatieblad

[Download SDS](#)