



limpiador de sanitarios probiótico

Limpiador ecológico probiótico para baños con efectos autosostenibles de larga duración. Especialmente indicado para zonas de difícil acceso, como (micro)poros, esquinas y grietas. Su uso regular elimina los depósitos (grises),previene la acumulación de suciedad y combate los olores desagradables.

mejor

Las opciones de dosificación (dosificación automática con dispensador, dosificación manual portátil y listo para usar) ayudan a prevenir la sobredosificación, reducir el desperdicio y disminuir los costos generales de limpieza.

más seguro

No clasificado y seguro de usar sin equipo de protección. Cuando las directrices de seguridad específicas de la industria o del lugar recomienden el uso de equipo de protección, i-hygienic aconseja seguir dichas recomendaciones.

más verde

La fórmula a base de plantas y el envase de origen biológico dan como resultado un impacto neto negativo en las emisiones de carbono.

más rápido

Limpiador diario probiótico con rendimiento mejorado para una limpieza rápida y eficaz de los baños.

limpiador

La solución óptima para la limpieza diaria con un profundo efecto probiótico para baños y zonas sanitarias.

i.31 limpiador de sanitarios probiótico

Instrucciones de uso

Prepare la solución limpiadora siguiendo las instrucciones de dosificación, utilizando un cubo o un pulverizador. Método con cubo: La solución limpiadora preparada se puede aplicar directamente sobre la superficie. Déjela actuar durante 1-5 minutos si es necesario. Para la suciedad rebelde, aplique una cantidad generosa y frótela con una esponja o un cepillo. Limpie con un paño limpio y húmedo y deje que la superficie se seque al aire. En caso de suciedad muy incrustada, se puede duplicar la dosis recomendada. Método con pulverizador: aplique la solución limpiadora preparada sobre un paño húmedo y utilícelo para limpiar la superficie. Limpie con un paño limpio y húmedo y deje secar al aire. En el caso de los suelos, fregue, limpie o restriegue con la solución limpiadora. No es necesario aclarar. Deje que el suelo se seque al aire.

Transporte, manipulación y almacenamiento

Producto no clasificado. Sin restricciones en cuanto a manipulación, transporte o almacenamiento. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener información detallada.

Dosis

Protocolo de dosificación	AutoDose Ultra	FlexDose Ultra	FlexDose	EasyDose
Embalaje	Bolsa flexible	Botella dosificadora	Botella dosificadora	Botella pulverizadora
Dosis mínima estándar	5 ml en 5 litros	5 ml en 5 litros	10 ml en 5 litros	Listo para usar*

*El producto está listo para usar; diluirlo reducirá su eficacia de limpieza.

Especificaciones

Protocolo de dosificación	AutoDose Ultra	FlexDose Ultra	FlexDose	EasyDose
Embalaje (CU)	Bolsa flexible	Botella dosificadora	Botella dosificadora	Botella pulverizadora
Contenido CU (litr)	1.8	2	1	0.75
Código del artículo CU	I31.PO.1800	I31.DB.2000	I31.DB.1000	I31.SB.750
Código de barras CU	8721284400653	8721284400240	8721284400424	8721284401025
Caja del código del artículo (BU)	K.4.I31.PO.1800	K.6.I31.DB.1000	K.6.I31.DB.1000	K.6.I31.SB.750
Código de barras BU	8721284400752	8721284400325	8721284400523	8721284401285
Contenido BU	4	6	6	6
BU por capa	12	6	14	15
Capas de palés	5	5	6	5
BU en palé	60	30	84	75
CU en palé	240	180	504	450
Ficha de datos de seguridad	Descargar FDS	Descargar FDS	Descargar FDS	Descargar FDS