



additif lave-vaisselle oxygène actif

Additif pour lave-vaisselle hautement concentré, doté d'un effet blanchissant à base d'oxygène actif. Convient à tous les niveaux de dureté de l'eau.



meilleur

Le dosage automatique permet d'éviter le gaspillage de produit et le surdosage, garantissant ainsi une bonne rentabilité.



plus sécurité

Produit non classé et pouvant être utilisé sans équipement de protection. Lorsque les consignes de sécurité propres à un secteur ou à un site recommandent l'utilisation d'un équipement de protection, i-hygienic conseille de respecter ces recommandations.



plus verte

Une formule à base de plantes et un emballage allégé, contenant plus de carton que de plastique, plus facile à recycler et ayant un impact environnemental réduit.



plus rapide

Le dosage automatique accéléré garantit un débit rapide et constant, ainsi que des résultats de nettoyage efficaces.



plus propre

Détergent optimisé en fonction de la dureté de l'eau et du degré de salissure pour garantir un lavage impeccable.



additif lave-vaisselle oxygène actif

Mode d'emploi

Ce produit est exclusivement destiné à être dosé à l'aide d'un système de dosage automatique. Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons d'utiliser le système de dosage automatique iQ-Link. Il peut également être utilisé dans les lave-vaisselle équipés d'une pompe intégrée.

Transport, manutention et stockage

Classé conformément aux réglementations CLP et GHS. Liquide corrosif. Manipuler avec précaution et éviter tout contact avec des matériaux incompatibles. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine fermé d'hygienic, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart des acides forts, des bases et des métaux. Protéger des températures extrêmes et de la lumière directe du soleil. Veiller à ce que les récipients restent en position verticale pendant le transport. Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des consignes détaillées en matière de sécurité et de manipulation.

Caractéristiques techniques

Protocole de dosage	AutoDose Ultra	AutoDose Ultra
Emballage (CU)	Coffre-fort	Varibox
Contenu CU (l)	10	200
Code article CU	IQ10.BB.10000	IQ10.VB.200000
Code-barres CU	8719956069383	8721284401476
Case du code article (BU)	K.1.IQ10.BB.10000	K.1.IQ10.VB.200000
Division Codes-barres	8719956069383	8721284401476
Unité opérationnelle Contenu	1	1
BU par couche	15	
Empileurs de palettes	4	
Colis sur palette	60	
Unité de conditionnement sur palette	60	

Fiche de données
de sécurité

Télécharger la FDS